


UNIVERSALKÜRETEN
UNIVERSAL CURETTES





Universalkürette = doppelseitig scharf
Universal curettes = sharp on both sides

SCALER
SCALER




PARODONTALSONDEN
PROBES




Furkationssonde,
doppelseitig
Periodontal probe
color coded, double-ended

	Ø 6 MM	LS973/CP2N
	Ø 9,5 MM	LS974/CP2N
	Ø 10 MM	SI-974/CP2N -

ZUBEHÖR
ACCESSORIES



PERFEKT FÜR DIE AUFBEREITUNG UND LAGERUNG
PERFECT FOR PROCESSING AND STORAGE



NEUENKAMPER STR. 80 - 86 · D-42657 SOLINGEN · GERMANY
TEL. +49(0)212/81 00 44 · FAX +49(0)212/8 73 45
E-MAIL: INFO@CARLMARTIN.DE · INTERNET: WWW.CARLMARTIN.DE

K-00062024 Para-Aktionsflyer 2025

Treten Sie mit uns in Kontakt!
Get in contact with us!

+49(0)212/81 00 44
+49(0)212/87 34 5
info@carlmartin.de
www.carlmartin.de




MIT NEUEN ARBEITSENDEN!
WITH NEW WORKING ENDS



Ein spezieller HIGH-TECH-STAHl, aus Frankreich, mit einer Härte von bis zu 63HRC zeichnet sich durch hohe Abriebbeständigkeit und Schnittfähigkeit aus.
Eingehende Materialtests in einem zertifizierten Labor sowie Testreihen in Zahnarztpraxen und Universitäten – national wie international – bestätigen eine hervorragende Longlife Performance. Computergesteuerte Fertigung der Arbeitsenden für höchste Präzision.

The innovative raw material with a hardness of up to 63HRC is characterized by high abrasion resistance and edge retention and exceptional corrosion resistance with leads to an outstanding performance.
Detailed material tests in a certified laboratory as well as test series in dental practices and universities - national - ly as well international – confirm excellent long-life performance. Completely computer-controlled production of the working ends for highest precision.



UNSERE STANDARD-GRACEY-KÜRETZEN:
OUR STANDARD GRACEY CURETTES:

Diagram showing the working ends of Standard Gracey cures, categorized by size (Ø 9,5 mm and Ø 10 mm) and type (LS972/1-2, SI-972/1-2-HBL, LSP972/1-2, etc.).

UNSERE AFTERFIVE-GRACEY-KÜRETZEN:

3mm längerer 1er Schaft als Standard GRACEY für tiefe Parodontaltaschen (mind. 5mm).

OUR AFTERFIVE-GRACEY CURETTES:

3mm longer 1st shaft than standard GRACEY for deep periodontal pockets (min. 5mm).

Diagram showing the working ends of AfterFive Gracey cures, categorized by size (Ø 9,5 mm and Ø 10 mm) and type (LS950AF/3-4, SI-950AF/3-4-HBL, etc.).

UNSERE MINIFIVE-GRACEY-KÜRETZEN:

3mm längerer 1er Schaft und kürzere Arbeitsspitzen als Standard GRACEY für tiefe Parodontaltaschen (mind. 5mm)
kurzes Arbeitsende speziell geeignet für schmale Wurzeloberflächen z.B. Frontalbereich

OUR MINIFIVE-GRACEY CURETTES:

3 mm longer 1st shaft and shorter working tips than standard GRACEY for deep periodontal pockets (min. 5 mm) short working end especially suitable for narrow root surfaces, e.g. anterior region

Diagram showing the working ends of MiniFive Gracey cures, categorized by size (Ø 9,5 mm and Ø 10 mm) and type (LS951MF/1-2, SI-951MF/1-2-HBL, etc.).

UNSERE MIKRO-MINIFIVE-GRACEY-KÜRETZEN:

Ca. 20% kleinere Arbeitsenden als MiniFive-Küretzen, um tiefsitzende Ablagerungen in engen Taschen und Furkationen zu entfernen.

OUR MICRO-MINIFIVE-GRACEY CURETTES:

Approximately 20% smaller working ends than Mini-Five cures to remove deep-seated deposits in narrow pockets and furcations.

Diagram showing the working ends of Micro-MiniFive Gracey cures, categorized by size (Ø 8 mm and Ø 9,5 mm) and type (LS951MMF/1-2, SI-951MMF/1-2-HBL, etc.).




Diagram showing the working ends of Gracey cures, categorized by size (Ø 9,5 mm and Ø 10 mm) and type (LS951MF/13-14, SI-951MF/13-14-OR, etc.).

Diagram showing the working ends of Gracey cures, categorized by size (Ø 9,5 mm and Ø 10 mm) and type (LS951MF/15-16, SI-951MF/15-16-OR, etc.).

Diagram showing the working ends of Gracey cures, categorized by size (Ø 9,5 mm and Ø 10 mm) and type (LS951MMF/1-2, SI-951MMF/1-2-HBL, etc.).

Verwendung der Farbkürzel
Beispiel:
SI-1145/0 - BL = Blau
oder
SI-1145/0 - GR = Grün

Use of the colour codes
Example:
SI-1145/0 - BL = Blue
or
SI-1145/0 - GR = Green

Setzen Sie den Farbkürzel hinter die Hauptartikelnummer für die gewünschte Farbvariante.
Place the colour code after the main article number for the desired colour variant.

