

Clear Aligner Zangen

Clear Aligner-SET

OLS-1500-SET6

Inhalt: OLS-1501, OLS-1502, OLS-1505,
OLS-1506, OLS-1510, OLS-1520



NEU

Lochstanze

6mm,
TC Einlagen



OLS-1501

Lochstanze zur Ausstanzung halbmondförmiger Aussparungen im Bereich von Brackets oder Knöpfchen. Auch zur Entfernung überstehender Kunststoffkanten um Verletzungen am Weichgewebe zu vermeiden.

Stanze tropfenform

TC Einlagen



OLS-1502

Spezialzange zum Ausstanzen einer tropfenförmigen Einkerbung am Rand des Aligners. Die Tropfenform ermöglicht das sichere Einhängen elastischer Gummizüge - auch für den Patienten.

Horizontal Zange



OLS-1505

Spezialzange zur Erzeugung von horizontalen Vertiefungen für individuellen Wurzelortre. Ermöglicht auch die Verbesserung der Retention von Alignern oder Retainern.

Vertikal Zange



OLS-1506

Spezialzange zur Erzeugung einer Überkorrektur einer Rotation. Weiterhin können mit der Vertikal Zange In-Out-Diskrepanzen beseitigt werden.

Punkt Erhebungszange

1,5mm



OLS-1510

Spezialzange zur Erzeugung punktförmiger Erhebungen im Aligner. Ermöglicht die selektive Aktivierung, um den Druck auf die Einzelzähne zu erhöhen.

Reverse Zange



OLS-1520

Spezialzange zum invertieren von Erhebungen im Aligner.