

Cerviject

1/1



Intraligamentäre Spritze


- neues Design
- TOP Technologie
- abgewinkeltes Arbeitsteil, daher auch gut im Seitenzahnbereich einsetzbar
- doppelseitiger Bajonettverschluss – damit lässt sich der Ampullenhalter sowohl für den Ober- als auch Unterkiefer ausrichten
- zur Verwendung für Zylinderampullen bis 1,8ml
- mit Berstschutz
- Applikation via Spritzenhub
- geeignet zur Aufbereitung im Thermodesinfektor und Autoklav (Gebrauchsanleitung beachten)



UK

+

OK



doppelseitiger Bajonettverschluss – damit lässt sich der Ampullenhalter sowohl für den **Ober- als auch Unterkiefer** ausrichten

